

MICRO-TOUCH® Coated

E s s e n t i a l - R e i h e


Puderfreie medizinische Latex-Untersuchungshandschuhe, beschichtet für schnelles und häufiges Anziehen

- **Einfaches Anziehen:** Polyacrylat-Innenbeschichtung sorgt für einfaches und schnelles Anziehen, ideal für Benutzer, die häufig die Handschuhe wechseln müssen
- **Elastizität:** Die Naturkautschuklatexformulierung von Ansell und die optimierte Filmdicke bieten ein hohes Maß an Elastizität, Flexibilität, Sensibilität und Komfort
- **Note der medizinischen Untersuchung:** CE-gekennzeichnet als Medizinprodukt der Klasse I, zusätzlich zertifiziert und CE-gekennzeichnet als persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III, was eine gleichbleibende Qualität gewährleistet und Schutz für ein breites Spektrum von Anwendungen bietet
- **Latex mit geringer Allergenität:** Der Latex mit geringer Allergenität verringert das Risiko einer Kontaktdermatitis, da er keine Thiurame enthält.

VORSICHT: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

Empfohlen für

- Kurze Untersuchungen mit geringem Risiko
- An-/Ausziehen mit feuchten Händen



MICRO-TOUCH® Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH®-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH®-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

MICRO-TOUCH® Coated

Essential-Reihe

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Naturgummilatex	Nicht aus Naturkautschuklatex	Nein
Farbe	Weiß	Manschette	Rollrand
Länge der Manschette	Standard	Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert 1,5	Fingerdicke (mm / mil)	0.14 / 5.5
Dicke der Handfläche (mm / mil)	0.11 / 4.3	Verfügbare Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein	Silikonfrei	Ja
Steril	Nein	Antistatisch	Nicht getestet
Gesamtlänge (mm / Zoll)	240 (9,5)	Produkt Segmentation	Essential-Reihe

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	553301	553302	553303	553304	553305

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	100 Handschuhe pro Spender, 10 Spender (1000 Handschuhe) pro Umkarton, * 80 Handschuhe pro Spender (Größe XL), * 800 Handschuhe pro Umkarton (Größe XL)
Haltbarkeit	3 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

NORMEN UND ZERTIFIKATE

CE 0493, Kategorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193-1:2008, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2010, UKCA

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)
----------------------------------	----------------------------------

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking.

© 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.