

ENCORE™ Latex Acclaim

OPERATIONSHANDSCHUHE

Latexhaltige, puderfreie Operationshandschuhe für eine bequeme, natürliche Passform und ein angenehmes Gefühl

- **Hervorragende Fingerfertigkeit und taktile Sensibilität:** Die optimale Dicke der Latexhandschuhe für die Chirurgie, die durch ihre weiche und dennoch robuste Formulierung ermöglicht wird, bietet dem Träger die Fingerfertigkeit und das Tastempfinden, die für eine sichere und effiziente Arbeit erforderlich sind.
- **Erhöhter ergonomischer Komfort:** Die einzigartige anatomische Formgebung und die weiche Latexformulierung dieser puderfreien OP-Handschuhe haben zu einer Zertifizierung für ergonomischen Komfort durch United States Ergonomics geführt.
- **Ausgezeichnete Griffigkeit:** ENCORE® Latex Acclaim verfügt über eine glatte Außenfläche mit einer mikrostrukturierten Oberfläche, die einen sicheren Halt von medizinischen Instrumenten ermöglicht, insbesondere bei feuchten Bedingungen.
- **Verbesserte Anziehhilfe:** Die von Ansell entwickelte Technologie für Anziehhilfen gewährleistet ein müheloses Anziehen, sei es beim ersten Anziehen oder bei intraoperativen Veränderungen.
- **Getestet auf Chemo-Behandlung:** Diese chirurgischen Latexhandschuhe wurden gemäß ASTM D6978 getestet und können sicher für den Umgang mit einer Reihe von Chemomedikamenten verwendet werden*.

ACHTUNG! Die sichere Verwendung dieser Handschuhe durch latexsensibilisierte Personen wurde nicht nachgewiesen. Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen hervorrufen kann.

* Wenden Sie sich an den Ansell-Kundendienst, um spezifische Permeationszeiten und Empfehlungen für Chemotherapeutika zu erhalten.

Empfohlen für

- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Ideal als Außenhandschuh bei einer Doppelbehandelung
- Zusätzlicher Komfort bei langwierigen Eingriffen
- An-/Ausziehen mit feuchten Händen

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN

A.R.T.
Pinhole Barrier Technology

ERGOFORM
Ergonomic Design Technology

DERMASHIELD
Donning Aid Technology



ENCORE® Vertrauen und Leistungsfähigkeit

Dieser Handschuh genießt größtes Vertrauen bei Chirurgen, OP-Pflegepersonal und chirurgisch-technischen Assistenten, die neben einem optimalen Schutz auch höchste Ansprüche an Fingerbeweglichkeit, Tragekomfort, Griffsicherheit und ihre eigene Leistungsfähigkeit stellen.

ENCORE™ Latex Acclaim

OPERATIONSHANDSCHUHE

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Naturgummilatex
Puder Inhalt	Pudermfrei
Farbe	Naturfarben
Dicke	Standard
Manschette	Rollrand mit SUREFIT™-Technologie
Externe Handschuhoberfläche	Glatt
Interne Handschuhoberfläche	Polymerbeschichtung (DERMASHIELD™-Technologie)
Allergie-Prävention	Keine
Grip-Niveau	Mittel
Doppel Behandschuhung Empfehlung	Außenhandschuh
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 und US FDA
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert 0,65
Steril	Ja
Produktstandards	ASTM D3577, ASTM D6978, CE 0493 (PPE) + CE 2797 (MD) , EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282
Qualitäts-/Umweltnormen	EN 556, ISO 11137-Part 1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001
Verpackung	50 Paar/Schachtel; 4 Schachteln/Karton/Umkarton; 200 Paar/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC), Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
Bestellnummer	330100055	330100060	330100065	330100070	330100075	330100080	330100085	330100090

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com
Sandel Tel (USA): 866 764 3327
Sandel email: sandel-cs@ansell.com

Mittel- und Südamerika
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cs@ansell.com
Brasilien
Tel.: + 55 11 3356 3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Indien
Tel.: +91 22 38124500
E-mail: info.india@ansell.com
Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com
China
Tel.: +86(21) 3827 5005
Email: infochina@ansell.com