

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile

Standardwandstärke: Dünn

Puderfreier medizinischer Untersuchungshandschuh aus Nitril mit hervorragender Passform und zuverlässigem Schutz

- **Bequeme Passform:** Diese unsterilen Handschuhe verfügen über eine fortschrittliche Stretch-Formulierung für ultimativen Komfort, Passform und Gefühl
- **Erhöhte Sensibilität:** Fortschrittliche Formulierung für besseres Tastempfinden
- **Starke Barriere-Integrität:** Ein AQL, der besser ist als der Industriestandard ASTM D6319, sorgt für eine konsistente, hochwertige Produktion.
- **Clever verpackt:** 200er-Packung reduziert Abfall
- **Spezieller Schutz:** Getestet für die Verwendung mit 17 Chemikalien und zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapeutika, daher ideal für nahezu alle klinischen Bereiche

*Siehe Produktverpackung für Details

Empfohlen für

- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie
- Standarduntersuchungen mit moderaten Risiken
- Umweltfreundliche Anlagen

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



MICRO-TOUCH® Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH®-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH®-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

MICRO-TOUCH® Blue Nitrile

Standardwandstärke: Dünn

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Nitril	Nicht aus Naturkautschuklatex	Ja
Farbe	Blau	Manschette	Rollrand
Länge der Manschette	Standard	Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert 1,5	Fingerdicke (mm / mil)	0.09/3.5
Dicke der Handfläche (mm / mil)	0.07/2.8	Allergie-Prävention	Latex (Typ I)
Verfügbare Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 und US FDA
Silikonfrei	Nein	Steril	Nein
Antistatisch	Nicht getestet	Gesamtlänge (mm / Zoll)	240 (9,5)
Produkt Segmentation	Standardwandstärke: Dünn		

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	313041060	313041065	313041070	313041075	313041080

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	200 Handschuhe/Spender 10 Spender/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

NORMEN UND ZERTIFIKATE

ASTM D6319, CE 0493, Kategorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-VS Lebensmittelkontakt zugelassen, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, Lebensmittelkontakt, UKCA

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Zinkdibutylthiocarbamat (ZDBC)	Zinkdiethylthiocarbamat (ZDEC)
--------------------------------	--------------------------------

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking. © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.