

MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free

H o h e T a s t s e n s i b i l i t ä t

Nitril, pudrerfreier medizinischer Untersuchungshandschuh mit fortschrittlicher Allergieprävention

- **Bequeme Passform:** Dieser unsterile, beschleunigerfreie Nitrilhandschuh bietet eine bequeme Passform und ein angenehmes Tragegefühl
- **Schutz vor Barrieren:** Dieser Handschuh bietet ein hohes Maß an Barrierschutz gegen Durchstiche und eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine breite Palette von häufig verwendeten Chemikalien.
- **Einfaches Anziehen:** Die chlorierte Innenseite ermöglicht ein einfaches Anziehen
- **Geringeres Allergierisiko:** Nitrilmaterial verhindert Latexallergien des Typs I - 100% thiuramfreie Formulierung reduziert das Risiko von Typ-IV-Allergien erheblich
- **Sicherer Griff:** Mikrotexturierte Finger sorgen für einen sicheren Griff bei nassen oder trockenen Bedingungen
- **Spezieller Schutz:** Geprüft und zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapeutika*



*Siehe Produktverpackung für Details

Empfohlen für

- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters und Patienten vor einer Typ-I-Latexallergie und Minimierung des Risikos einer Typ-IV-Chemikalienallergie
- Erhöhte Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit, insbesondere bei sensiblen Verfahren
- Standarduntersuchungen von Patienten

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



MICRO-TOUCH® Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH®-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH®-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

MICRO-TOUCH™ Nitrile Accelerator-Free

H o h e T a s t s e n s i b i l i t ä t

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Nitril	Nicht aus Naturkautschuklatex	Ja
Farbe	Blau	Manschette	Rollrand
Länge der Manschette	Standard	Externe Handschuhoberfläche	Texturierte Finger
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	AQL-Wert 1,5	Fingerdicke (mm / mil)	0.12 / 4.7
Dicke der Handfläche (mm / mil)	0.08 / 3.1	Verfügbare Größen	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)	Silikonfrei	Nein
Steril	Nein	Antistatisch	Nicht getestet
Gesamtlänge (mm / Zoll)	240 (9,5)	Produkt Segmentation	Hohe Tastsensibilität

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	700101	700102	700103	700104	700105

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	100 Handschuhe/Spender 10 Spender/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	5 Jahre
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

NORMEN UND ZERTIFIKATE

CE 0493, Kategorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 13485, UKCA

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Ohne Beschleuniger hergestellt

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: cslac@ansell.com
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

ansell.com