

MICRO-TOUCH™ NITRA-TEX™ E.P.

H o h e s R i s i k o

Puderfreier medizinischer Untersuchungshandschuh aus Nitril mit verlängerter Stulpe und starkem Barrierschutz

- **Bequeme Passform:** Dieser unsterile Handschuh besteht aus einer weicheren Synthetikmischung, die für eine angenehmere Passform und ein besseres Gefühl sorgt, und bietet eine hohe Reißfestigkeit für optimalen Schutz
- **Einfaches Anziehen:** Die chlorierte Innenfläche garantiert ein einfaches Anziehen
- **Erweiterter Schutz:** Mit seiner verlängerten Stulpe ist dieser Handschuh für Situationen geeignet, in denen ein zusätzlicher Schutz des Handgelenks erforderlich ist
- **Chemische Beständigkeit:** Diese Handschuhe haben eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen eine breite Palette von häufig verwendeten Chemikalien
- **Geringeres Allergierisiko:** Diese Nitrilhandschuhe schützen auch vor Latexallergien Typ I
- **Spezieller Schutz:** Geprüft und zugelassen für die Verwendung mit Chemotherapeutika*

*Siehe Produktverpackung für Details

Empfohlen für

- Nachhaltige, hochriskante Untersuchungen
- Getestet für die Handhabung von Zytostatika
- Schutz des medizinischen Mitarbeiters oder Patienten vor eine Typ-I-Latexallergie
- Zusätzlicher Handgelenk- und Armschutz
- Umweltfreundliche Anlagen

INTEGRIERTE TECHNOLOGIEN



MICRO-TOUCH® Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH®-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH®-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

MICRO-TOUCH™ NITRA-TEX™ E.P.

H o h e s R i s i k o

PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Nitril	Nicht aus Naturkautschuklatex	Ja
Farbe	Blau	Manschette	Rollrand
Länge der Manschette	Verlängert	Puder Inhalt	Puderfrei
Externe Handschuhoberfläche	Vollständig texturiert	Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	1.0 AQL
Fingerdicke (mm / mil)	0.14 / 5.5	Dicke der Handfläche (mm / mil)	0.10 / 3.9
Allergie-Prävention	Latex (Typ I)	Verfügbare Größen	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Ja, gemäß ASTM D6978 (nicht gelistet in der US FDA 510k)	Silikonfrei	Nein
Steril	Nein	Antistatisch	Ja EN1149
Gesamtlänge (mm / Zoll)	300 / 11.8	Produkt Segmentation	Hohes Risiko

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	700122	700123	700124	700125

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	100 Handschuhe/Spender 10 Spender/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	3 Years
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

NORMEN UND ZERTIFIKATE

CE 0493, Kategorie III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, Lebensmittelkontakt, UKCA

Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Zinkdibutylthiocarbamat (ZDBC)	Zinkdiethylthiocarbamat (ZDEC)
--------------------------------	--------------------------------

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

Nordamerika
Tel. (USA): +1 800 952 9916
Tel. (KANADA): +1-844-494-7854
E-Mail: insidesalesus@ansell.com

Lateinamerika und Karibik
Tel.: +52 (442) 296 20 50
E-Mail: csllac@ansell.com
Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100
E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-Mail: info@ansell.eu

Asiatisch-Pazifischer Raum
Tel.: +603 8310 6688
E-Mail: apac.medical@ansell.com

Australien und Neuseeland
Tel.: +61 3 9270 7270
E-Mail: protection@ap.ansell.com

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking.
© 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.