

## Medizinische Untersuchungshandschuhe mit erweitertem Chemikalienspritzschutz, zugelassen für den Umgang mit Chemotherapeutika

- **Starke Formulierung:** Die robuste Nitrilformulierung der MICROFLEX™ 93-853-Untersuchungshandschuhe macht sie strapazierfähiger und widerstandsfähiger gegen Risse, Knicke und Einrisse
- **Spezieller Schutz:** Diese Handschuhe, die reale Überdosierungsbedingungen simulieren, wurden speziell gegen Magensäure (Erbrochenes) und Fentanyl sowie gegen zytotoxische/chemotherapeutische Medikamente\* getestet.
- **Leistung in der realen Welt:** Diese robusten medizinischen Untersuchungshandschuhe erfüllen auch die Anforderungen der NFPA 1999 für medizinische Notfallhandschuhe und eignen sich daher für medizinisches Fachpersonal, Ersthelfer und Laborpersonal.
- **Niedriger AQL:** Der niedrige AQL von 0,65 bei diesen medizinischen Untersuchungshandschuhen verstärkt ihre Barriereigenschaften.
- **Erweiterter Schutz:** Mit einer verlängerten Stulpe bieten diese Handschuhe Schutz für Unterarm und Handgelenk für medizinisches Personal



\*Siehe Produktverpackung für Details

### Industrien

- Automobilindustrie
- Biowissenschaften
- Gesundheitswesen
- Maschinen und Anlagen

### Empfohlen für

- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Reifenumsetzung und -wechsel
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben
- Rohstoff-Stichprobenentnahme
- Wartung von Labormöbeln und -anlagen
- Prüfen und Auswählen von Teilen
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Fütterung und Reinigung in der Tierhaltung
- Verabreichung von Medikamenten

# TECHNISCHES DATENBLATT

|                                    | Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                           | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Externe Handschuhoberfläche        | Texturierte Finger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prüfungsstandards                  | ISO 13485, ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produktzertifizierung              | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, ISO 11193, ISO 18889:2019, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, Trade Name: Ansell Non Latex Medical Examination Glove, UKCA, EU Food Contact Approved |
| Verpackung Übersicht               | 50 Handschuhe pro Spender<br>10 Spender pro Karton<br>500 Handschuhe pro Karton<br>*40 Handschuhe pro Spender (Größe XXXL)<br>*400 Handschuhe pro Karton (Größe XXXL)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aufbewahrung                       | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ursprungsland                      | Malaysia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produkt Segmentation               | Hohes Risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antistatisch                       | Ja EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Silikonfrei                        | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i></p>                                                                                                                    |


## PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   | Typische Werte      |                      | Testverfahren        |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Länge (mm/Inch)                   | 295 / 11.6          |                      | ASTM D3767, EN 420   |
| Mikrolöcher (Inspektionsebene I)  | 0.65 AQL            |                      | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Wandstärke der Innenhand (mm/mil) | 0.14/5.5            |                      | ASTM D3767, EN 420   |
| Wandstärke: Finger (mm/mil)       | 0.22/8.7            |                      | ASTM D3767, EN 420   |
|                                   | <b>VOR ALTERUNG</b> | <b>NACH ALTERUNG</b> |                      |
| Dehnbarkeit (%)                   | 550                 | 500                  | ASTM D412            |
| Reißkraft (N)                     | 15                  | 12                   | EN 455-2             |

BESTELLINFORMATIONEN

| Größe         | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) | XXXL (11.5 - 12) |
|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| Bestellnummer | 93853060     | 93853070    | 93853080    | 93853090    | 93853100      | 93853110        | 93853120         |

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell PYC  
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

