



designed for scientists

Information sheet IKA TWISTER



designed for scientists

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Germany

Phone: +49 7633 831-0

eMail: sales@ika.de

USA

IKA Works, Inc.

Phone: +1 910 452-7059

eMail: sales@ika.net

MALAYSIA

IKA Works (Asia) Sdn Bhd

Phone: +60 3 6099-5666

eMail: sales.lab@ika.my

JAPAN

IKA Japan K.K.

Phone: +81 6 6730 6781

eMail: info_japan@ika.ne.jp

VIETNAM

IKA Vietnam Company Limited

Phone: +84 28 38202142

eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

KENYA

IKA Works Kenya Ltd.

Phone: +254 112 323 745

eMail: sales.kenya@ika.com

KOREA

IKA Korea Ltd.

Phone: +82 2 2136 6800

eMail: sales-lab@ika.kr

CHINA

IKA Works Guangzhou

Phone: +86 20 8222 6771

eMail: info@ika.cn

INDIA

IKA India Private Limited

Phone: +91 80 26253 900

eMail: info@ika.in

THAILAND

IKA Works (Thailand) Co. Ltd.

Phone: +66 2059 4690

eMail: sales.lab-thailand@ika.com

UGANDA

IKA Works Kampala Limited

Phone: +254 112 323 745

eMail: sales.uganda@ika.com

BRAZIL

IKA Brasil

Phone: +55 19 3772 9600

eMail: sales@ika.net.br

POLAND

IKA Poland Sp. z o.o.

Phone: +48 22 201 99 79

eMail: sales.poland@ika.com

UNITED KINGDOM

IKA England LTD.

Phone: +44 1865 986 162

eMail: sales.england@ika.com

TURKEY

IKA Turkey A.Ş.

Phone: +90 216 394 43 43

eMail: sales.turkey@ika.com

SPAIN

IKA Works Spain, S. L.

Barcelona

eMail: sales.spain@ika.com

Register now: www.ika.com/register



www.ika.com



[IKAworlwide](#) // [#lookattheblue](#)

Technical specifications may be changed without prior notice.



Die **komplette Betriebsanleitung** in Ihrer Sprache finden Sie auf unserer Website (www.ika.com) zum Download.

You can download **the complete operating instructions** in your language on our website (www.ika.com).

DE

EN



Wissenswertes

- › Bitte berücksichtigen sie, dass dieses Gerät ohne notwendige Stromversorgung und benötigten Adapter ausgeliefert wird.
- › Deswegen ist dieses Gerät in dieser Ausführung nicht funktionsbereit.
- › Die komplette Betriebsanleitung incl. der zu beachtenden Sicherheitshinweise finden Sie in Ihrer Sprache auf unserer Website (www.ika.com) zum Download.

Hinweis!

- › Bevor sie eine zusätzliche Rührreinheit ergänzen, überprüfen sie bitte ihr vorhandenes Steckernetzteil auf ausreichend Ausgangsleistung.

Anzahl der betriebenen Einheiten	1 ... 2	1 ... 4	4 ... 30
Benötigtes Steckernetzteil	Steckernetzteil (24 W)	TW.PWR.1 (40 W)	TW.PWR.2 (150 W)



Useful information

- › Please note that this unit is delivered without the necessary power supply or required adapter.
- › Therefore, this unit is not functional in this version and can not be operated alone.
- › The complete operating instructions incl. the safety instructions to be observed can be downloaded in your language from our website (www.ika.com).

Notice!

- › Before adding an additional stirring unit, please check your existing power adapter to ensure sufficient power!

Number of units operated	1 ... 2	1 ... 4	4 ... 30
Power adapter required	Plug-in power supply (24 W)	TW.PWR.1 (40 W)	TW.PWR.2 (150 W)





Auspacken / Unpacking

/// Auspacken / Unpacking

- › Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (Post, Bahn oder Spedition).
- › Unpack the device carefully. Any damage should immediately be reported to the carrier (mail, rail or freight forwarding company).

/// Lieferumfang / Scope of delivery



- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | IKA TWISTER |
| 2 | Informationsblatt IKA TWISTER |
| 3 | Garantiekarte |

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | IKA TWISTER |
| 2 | Information sheet IKA TWISTER |
| 3 | Warranty card |