


DAS REAGENZGLAS IM LABORFOKUS: MATERIALKUNDE, DIMENSIONEN UND QUALITÄTSKRITERIEN FÜR PRÄZISE ANALYSEN

1 MATERIALKUNDE: GLAS & POLYMERE



> **BOROSILIKATGLAS 3.3**
(Hitzebeständig, hohe chemische Resistenz)



CHEMISCH INERT

Optimale Werkstoffwahl für Reproduzierbarkeit.

2 GEOMETRISCHE DETAILS & RANDFORMEN



MIT
BÖRDELRAND OHNE RAND




> **BÖRDELRAND**
Mechanisch stabilisiert,
tropffreies Ausgießen

> **GERADER RAND**
Für Stopfen, Kappen
& Laborautomation

> **STANDARDIZIERTE
ABMESSUNGEN**
(z.B. 16 x 160 mm)

Passgenauigkeit für reibungslose Workflows.



3 QUALITÄTSKRITERIEN FÜR PRÄZISIONS-ANALYSEN



> **GLEICHMÄSSIGE WANDSTÄRKE**
(Thermische Spannungsfreiheit)



> **FREIHEIT VON EINSCHLÜSSEN**
(Luftblasen, Schlieren)

> **AUTOMATISIERUNGSKOMPATIBILITÄT**
(Engere Toleranzen)

Geprüfte Qualität für verlässliche Daten.

4 METRALIX QUALITÄT: REINHEIT & VERLASS



> **'REPRODUZIERBARKEIT
SICHERN. WIR LISTEN
NUR PREMIUM-MARKEN
FÜR KOMPROMISSLOSE
MATERIALREINHEIT.'**



DNase/RNase frei



Endotoxinfrei
(pyrogenfrei)



Chemisch Inert