




designed for scientists



IKAFLON 50 glass round (5 St.)

/// Datenblatt

Abmessungen (L x Ø): 50 x 8 mm

Die runde, glasbeschichtete Oberfläche verhindert das Eindringen von kontaminierten Materialien.

Glatte Oberfläche, einfach zu reinigen.

Glasstäbchen verhindern die Aufnahme von Lösung.

Runde, glasbeschichtete Rührstäbchen sind geeignet für sehr abrasive Medien und Hochtemperaturanwendungen, für welche PTFE nicht geeignet ist.

Hauptanwendung ist hochreines Arbeiten oder Spurenanalyse.





designed for scientists

Technische Daten

Länge [mm]	50
Durchmesser [mm]	8
Form	Rund
Beschichtung	Glas
Werkstoff Produktberührend	Glas
Werkstoff: Magnet	Alnico V
magnetische Anziehungskraft	normal
Arbeitstemperatur max. [°C]	525
Gewicht [kg]	0.046

