

Produktbroschüre

07.08.2026

# KERN OZB-A5203

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ►PREMIUM-Universalständer

DEUTSCH



## KONTAKT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

☎ +49 7433 9933-0  
✉ [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
🌐 [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## MERKMALE

- Mit unseren Universalständern und Basisständern, sowie den Mikroskopköpfen und externen Beleuchtungseinheiten können Sie Ihr Mikroskop nach Ihren Vorstellungen und auf Ihre Anwendung abgestimmt selbst konfigurieren
- Dank der flexibel einsetzbaren und anpassbaren Universalständer ist ein optimales Arbeiten in allen Bereichen mit unterschiedlichsten Proben möglich
- Die großen Universalständer stehen Ihnen als Standfußvariante sowie optional mit einer Tischklammer für die Tischkante oder für die mittige Befestigung an Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Werkbank zur Verfügung. Je nach Modell steht Ihnen ein Teleskoparm-, ein Gelenkarm- oder ein kugelgelagerter Doppelarm-Universalständer zur Auswahl

## TECHNISCHE DATEN

- Säulenhöhe:: 515 mm
- Länge Doppelarm: 545 mm
- Kugelgelagerter Doppelarm - Platte - ohne Halter

## PIKTOGRAMME

Standard



## ZUBEHÖR

| Modell    | Beschreibung                                 |
|-----------|----------------------------------------------|
| OZB-A5301 | Halter für Stereomikroskop-Ständer OZB-A5301 |
| OZB-A5306 | Halter für Stereomikroskop-Ständer OZB-A5306 |

## KERN Piktogramm-Übersicht



Paketversand per Kurierdienst: Die Dauer der internen Produktbereitstellung beträgt einen Tag