

KERN OBB-A 1 103

Kondensor Abbe N.A. 1,25 vorzentriert (mit Aperturblende)

KERN



Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 19.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkondensor

Kondensor

Kondensor-Typ	ABBE
Kondensor - Montage	fix
Kondensor - Apertur	1,25
Aperturblende	✓

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761164420
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration