

KERN OBB-A 1104

KERN

„Swing-out“ Kondensor N.A. 0,9/0,13 zentrierbar (mit Aperturblende)



Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 20.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopkondensor

Kondensor

Kondensor-Typ	ABBE
Kondensor - Montage	Zentrierbar
Kondensor - Apertur	0,9/0,13
Aperturblende	✓
Swing-Out-Kondensor	✓

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,80 kg
Versandgewicht	0,8 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761164437
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration