

KERN OBB-A 1109

Achromatisches Objektiv, 100x / 1,25 (Öl) (gefedert) W.D. (0,07 mm)

KERN



Warennummer (Zolltarifnummer) 90119000

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 20.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv achromatisch

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	100x
Objektivqualität	Achromatisch
Numerische Apertur	1,25
Objektiv Arbeitsabstand	0,07 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761164482
-----------------	---------------