

KERN OBB-A1125

Tubus Binokular

KERN



REACH-Einstufung

keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 20.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskoptubus

Bauform

Tubus Art	Binokular
Tubus Neigungswinkel	30°
Tubus 360°-Rotation	✓
Tubus-Typ	Siedentopf
Pupillenabstand [Min]	50 mm
Pupillenabstand [Max]	75 mm
Dioptrienausgleich	beidseitig

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	265×185×165 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,4 kg
Bruttogewicht ca.	2,0 kg
Versandgewicht	2 kg
Volumengewicht	1,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761164659
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000