

KERN OBB-A1269

Plan-Objektiv 60x / 0,85 (gefedert)

KERN



REACH-Einstufung

keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 20.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	60x
Objektivqualität	Plan Achromatisch
Numerische Apertur	0,85
Objektiv Arbeitsabstand	0,07 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761168046
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000