

KERN OBB-A1620

Objektiv Infinity Plan Semi Apochromatisch 10x

KERN



REACH-Einstufung

keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 22.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Infinity Plan Semi Apochromatisches Objektiv

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	10x
Objektivqualität	Infinity Plan Semi Apochromatisch
Numerische Apertur	0,3
Objektiv Arbeitsabstand	20 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761267909
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000