

# KERN OZB-A4572



Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung



Erstellungsdatum: 15.08.2026

## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Mikroskop            |
| Produktgruppe    | Mikroskopbeleuchtung |
| Produktfamilie   | OZB-IR               |

## Bauform

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ringbeleuchtung Durchmesser | 6 cm        |
| Beleuchtungsart             | LED         |
| Beleuchtungsstärke          | 4W          |
| Farbtemperatur              | 6500-7000 K |
| Beleuchtung dimmbar         | ✓           |

## Energieversorgung

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
|                               | EURO     |
|                               | AUS      |
| Steckernetzteil / Adapter für | UK       |
| Länder - Optional             | US       |
|                               | CH       |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Zulassung

|            |   |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

## Verpackung & Versand

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Lieferzeit                     | 1 d           |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 235×200×50 mm |
| Versandart                     | Paketdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 0,45 kg       |
| Bruttogewicht ca.              | 0,50 kg       |
| Versandgewicht                 | 0,5 kg        |
| Volumengewicht                 | 0,5 kg        |

## Produktinformationen

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| GTIN/EAN-Nummer               | 4045761218437                                  |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 94054239                                       |
| Garantiezeit                  | 24 mon                                         |
| REACH-Einstufung              | keine Stoffe über der zulässigen Konzentration |

## Piktogramme

### STANDARD

