

KERN OZB-A5203



Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ►PREMIUM-Universalständer



Erstellungsdatum: 15.08.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop-Ständer
Produktfamilie	OZB-UP

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	254×545×515 mm
---------------------	----------------

Stereomikroskop-Ständer

Ständer-Bauweise	Universal (Kugelgelagerter Doppelarm mit Platte)
Säulenhöhe	515 mm
Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø)	37 mm
Durchmesser Befestigung Mikroskopkopf (Ø)	76 mm
Armlänge	545 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	680×330×260 mm

Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	22 kg
Bruttogewicht ca.	24 kg
Versandgewicht	22,5 kg
Volumengewicht	11,7 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761169593
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
Garantiezeit	36 mon
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

