

Individualität, Vielfalt und flexibles Arbeiten durch unser Baukastensystem ►PREMIUM-Universalständer



Erstellungsdatum: 14.08.2026

Kategorie	
Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Stereomikroskop-Ständer
Produktfamilie	OZB-UP
Bauform	
Abmessungen (B×T×H)	80×545×515 mm
Stereomikroskop-Ständer	
Ständer-Bauweise	Universal (Kugelgelagerter Doppelarm mit Klemme)
Säulenhöhe	515 mm
Durchmesser Befestigung Universalständer (Ø)	37 mm
Durchmesser Befestigung Mikroskopkopf (Ø)	76 mm
Armlänge	545 mm
Umgebungsbedingungen	
Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C
Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	680×330×260 mm

Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	9 kg
Bruttogewicht ca.	11 kg
Versandgewicht	11,7 kg
Volumengewicht	11,7 kg

Produktinformationen	
GTIN/EAN-Nummer	4045761179295
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
Garantiezeit	36 mon
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

