

KERN OZB-A55 14

KERN

Okular (Ø 30 mm): SWF 20x / Ø 14 mm (mit Skala 0,05 mm)

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761169722
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 20.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopokular

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Okular

Okular Feldweite	SWF
Blickpunkt	Standard
Okular Vergrößerung	20x
Okular Sehfeld	14 mm
Okular Skala	0,05 mm
Okular Durchmesser	30 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	85×65×45 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg
Volumengewicht	0,1 kg