

KERN OZB-A56 1 1

Achromatisches Vorsatzobjektiv 0,37x

KERN



REACH-Einstufung

keine Stoffe über der
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 19.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Vorsatzobjektiv

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	0,37x
Objektivqualität	Achromatisch
Objektiv Arbeitsabstand	275 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×55×25 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,70 kg
Versandgewicht	0,7 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761169777
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000