

# KERN OZB-A56 12

Achromatisches Vorsatzobjektiv 0,5x

# KERN



REACH-Einstufung

keine Stoffe über der  
zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



**Erstellungsdatum: 19.06.2026**

## Kategorie

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Marke            | Optics               |
| Produktkategorie | Optisches Instrument |
| Produktgruppe    | Vorsatzobjektiv      |

## Bauform

|             |   |
|-------------|---|
| Anti-Fungus | ✓ |
|-------------|---|

## Objektiv

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Objektiv Vergrößerung   | 0,5x         |
| Objektivqualität        | Achromatisch |
| Objektiv Arbeitsabstand | 195 mm       |

## Umgebungsbedingungen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Lagertemperatur [Min] | -5 °C |
| Lagertemperatur [Max] | 40 °C |

## Verpackung & Versand

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Lieferzeit                        | 1 d         |
| Abmessungen Verpackung<br>(B×T×H) | 55×55×25 mm |
| Versandart                        | Paketdienst |
| Nettogewicht ca.                  | 0,50 kg     |
| Bruttogewicht ca.                 | 0,70 kg     |
| Versandgewicht                    | 0,7 kg      |
| Volumengewicht                    | 0,1 kg      |

## Produktinformationen

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN-Nummer               | 4045761169784 |
| Warennummer (Zolltarifnummer) | 90119000      |