

KERN OZB-A7101EU



Professionelle Beleuchtungseinheiten garantieren eine herausragende, gleichmäßige und starke Ausleuchtung



Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 250×150×80 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,95 kg

Bruttogewicht ca. 1,00 kg

Versandgewicht 1 kg

Volumengewicht 0,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761361584

Warennummer (Zolltarifnummer) 85395100

Garantiezeit 36 mon

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 16.08.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung
Produktfamilie	OZB-IR

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	99×90×33 mm
Ringbeleuchtung Durchmesser	6,2 cm
Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsstärke	4,5W
Farbtemperatur	6500-7000 K
Beleuchtung dimmbar	✓
Polarisationsfilter	✓

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional	EURO

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	0 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----