

KERN OBB-A3201

KERN

Okular (Ø 23,2 mm): WF 10x / Ø 18 mm (mit Pointer-Nadel)

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761237407
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 22.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopokular

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	55×30×30 mm
---------------------	-------------

Okular

Okular Feldweite	WF
Blickpunkt	Standard
Okular Vergrößerung	10x
Okular Sehfeld	18 mm
Okular mit Pointer-Nadel	✓
Okular Durchmesser	23,2 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	85×65×45 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,40 kg
Versandgewicht	0,4 kg
Volumengewicht	0,1 kg