

KERN OBB-A 1159

Infinity-E-Plan-Objektiv, 10x /0,25 W.D. (2,1 mm)

KERN

Warennummer (Zolltarifnummer) 90119000

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 20.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskop Infinity E-Plan Objektiv

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	10x
Objektivqualität	Infinity E-Plan
Numerische Apertur	0,25
Objektiv Arbeitsabstand	2,1 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761165007
-----------------	---------------