

KERN OBB-A1250



Infinity planachromatisches Objektiv 20x /0,45 W.D., (2,41 mm) (gefedert)



Erstellungsdatum: 20.06.2026

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761167827
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Infinity Planachromatisches Objektiv

Bauform

Anti-Fungus	✓
-------------	---

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	20x
Objektivqualität	Infinity Plan
Numerische Apertur	0,45
Objektiv Arbeitsabstand	2,41 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg
Volumengewicht	0,1 kg