

KERN OBB-A3206

KERN

Achromatisches Objektiv, 60x /0,85 (gefedert) W.D. (0,4 mm)

Warennummer (Zolltarifnummer) 90119000

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Erstellungsdatum: 22.06.2026

Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopobjektiv achromatisch

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	36×25×25 mm
---------------------	-------------

Objektiv

Objektiv Vergrößerung	60x
Objektivqualität	Achromatisch
Numerische Apertur	0,85
Objektiv Arbeitsabstand	0,4 mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×40×40 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,30 kg
Bruttogewicht ca.	0,60 kg
Versandgewicht	0,6 kg
Volumengewicht	0,1 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761237452
-----------------	---------------