



designed for scientists



MIX.VX Shaking attachment

/// Datenblatt

Der Schüttelaufsatz MIX.VX verwandelt IKA MIXSTER in einen vollwertigen Vortex- und Kreisschüttler.

Im Lieferumfang ist der Vortexaufsatz MS 3.1 für Probengefäße bis 50 mm Durchmesser sowie der Universalaufsatz MS 3.3 inkl. Schaumstoffeinsatz MS 1.21 enthalten.

In Kombination mit der Haftmatte STICKMAX II (erhältlich als Zubehör) kann MIX.VX bei moderaten Geschwindigkeiten als Kreisschüttler für Probengefäße (z. B. Erlenmeyerkolben oder Zellkulturflaschen) bis 500 ml verwendet werden.

Der Aufsatz MIX.VX wird mit dem integrierten adhäsiven Pad auf dem Grundgerät fixiert und kann beliebig oft montiert und mit beiliegendem Werkzeug demontiert werden.

Ihr Vorteil: Das komplette Zubehörsortiment der Kleinschüttlerserie MS 3 ist mit MIX.VX kompatibel.

Lieferumfang

- MS 3.1 Standardaufsatz





designed for scientists

- MS 3.3 Universalaufsatz
- MS 1.21 Einhandeinsatz





designed for scientists

Technische Daten

Bewegungsart	kreisend
Schüttelhub [mm]	4.5
Zulässiges Schüttelgewicht (inkl. Aufsatz) [kg]	0.5
Breite [mm]	94
Höhe [mm]	28
Gewicht [kg]	0.54

