


1 – 10 ml Pipettenspitze

702603 | 702604

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm


Volumen	1 – 10 ml
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	Lose im Beutel
Qualität	Fertigung unter Reinraumbedingungen



1 – 10 ml Pipettenspitze

702608

PRODUKT-
INFORMATION



Abmessungen in mm

Volumen	1 – 10 ml
Material	PP; autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) nach DIN EN 285
Farbe	transparent
Verpackung	palettiert
Qualität	Fertigung unter Reinraumbedingungen

