

IKA

designed for scientists

IKA PETTE Packages

/// Das perfekte Pipetten-Kit für jeden Volumenbereich



Jedes der IKA PETTE Modelle wird zu 100% in Deutschland produziert, montiert und kalibriert.

IKA PETTE MicroKit A

IKA PETTE Package

Ident.-Nr. 0010007638

Package beinhaltet:

- › IKA PETTE vario 0,1 – 2 μ l
- › IKA PETTE vario 0,5 – 10 μ l
- › IKA PETTE vario 10 – 100 μ l
- › Linea
- › Tip xs box
- › Tip s box

Angenehm in der Hand bei kompromisslos präziser Leistung: Die IKA Pipetten sind für zahlreiche Anwendungen im modernen Labor einsetzbar. Eine Farbkodierung erleichtert die schnelle Auswahl der passenden Pipettenspitze. Stoßfest, UV- und chemikalienbeständig sorgt der Spitzenkonus auf lange Sicht für verlässliche Dosierungen. Die PETTE ist vollständig autoklavierbar und kann so ganz einfach sterilisiert werden. Das gewährt Fehlerfreiheit, Präzision und Sicherheit.

Jedes Package beinhaltet drei Pipetten mit variablem Volumen, eine Pipetten-Halterung sowie Behälter mit passenden Pipettenspitzen. Dies macht sie zu einem praktischen Einstiegspaket für jeden Forscher!



IKA PETTE MicroKit B

IKA PETTE Package

Ident.-Nr. 0010007639

Package beinhaltet:

- › IKA PETTE vario 0,1 – 2 µl
- › IKA PETTE vario 2 – 20 µl
- › IKA PETTE vario 20 – 200 µl
- › Linea
- › Tip xs box
- › Tip s box



IKA PETTE ClassicKit

IKA PETTE Package

Ident.-Nr. 0010007640

Package beinhaltet:

- › IKA PETTE vario 2 – 20 µl
- › IKA PETTE vario 20 – 200 µl
- › IKA PETTE vario 100 – 1000 µl
- › Linea
- › Tip s box
- › Tip m box



IKA PETTE MacroKit

IKA PETTE Package

Ident.-Nr. 0010007641

Package beinhaltet:

- › IKA PETTE vario 100 – 1000 µl
- › IKA PETTE vario 0,5 – 5 ml
- › IKA PETTE vario 1 – 10 ml
- › Linea
- › Tip m box
- › Tip l box
- › Tip xl box

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straße 10, 79219 Staufen, Deutschland

Telefon: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98

eMail: sales@ika.de



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue