








# Hei-SHAKE Plattformschüttler – grenzenlos kombinieren

SCHÜTTLER							BESTÜCKUNG										
GERÄT	Drehzahl (U/min)	Orbit Hubweg (mm)	Nutzfläche [mm]	Aufnahme-kapazität max. (kg)													
					Tablar	Erlenmeyer-klemmen <sup>1</sup> max. Anzahl*	Aufsatz für Erlenmeyer-kolben <sup>1,2*</sup>	Scheidetrichter-klemmen <sup>1,2</sup> max. Anzahl*	Inkubations-haube Fläche, Höhe	Spannwalzen-aufsatz*	Montage-teile	Aufnahme für Reagenzgläser, Zentrifugenröhrchen, und Mikro-Reaktionsgefäße*	Set zum Upgrade auf Plattform 2000				
ROTIEREND	Rotamax 120	20 – 300	20	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25/ 50 100 250 500	–	–	–	100	–	–			
	Unimax 1010	30 – 500	10	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25/ 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	✓	1000	1000	3		
	Hei-SHAKE Orbital Core	1000	1 - 530	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25/ 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3	
					2000		36 23 12 9 5 3	25/ 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500	–	2000	2000	4	✓	
	Hei-SHAKE Orbital Expert	1000	1 - 530	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25/ 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3	
					2000		36 23 12 9 5 3	25/ 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500	–	2000	2000	4	✓	
KREISFÖRMIG VIBRIEREND	Vibramax 100	150 – 1.350	3	220 x 220	2	100	16 8 5 3	25/ 50 100 250 500	–	–	–	100	–	–			
	Titramax 100/101	150 – 1.350	1,5/3	220 x 220	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–			
	Titramax 1000	150 – 1.350	1,5	290 x 258	7,9	–	–	–	–	✓	–	–	–	–			
TAUMELND	Polymax 1040	2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25/ 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	✓	1000	1000	–			
	Hei-SHAKE Wave Core	1000	1 - 80	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25/ 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3	
2000					36 23 12 9 5 3		25/ 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500	–	2000	2000	4	✓		
WIPPEND	Duomax 1030	2 – 50	–	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25/ 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	–	✓	1000	–	–			
	Hei-SHAKE Rock Core	1000	1 - 80	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25/ 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3	
2000					36 23 12 9 5 3		25/ 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500	–	2000	2000	4	✓		
REZIPROK	Promax 1020	30 – 250	32	290 x 258	5	1000	20 14 8 4 2	25/ 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	✓	1000	–	–		
	Hei-SHAKE Reciprocating Core	1000	1 - 300	20	290 x 258	15	1000	20 14 8 4 2	25/ 50 100 250 500/1000 2000	25 – 1000	3	250 ml (or 1x 500 ml + 2x 250 ml)	–	1000	1000	3	
2000					36 23 12 9 5 3		25/ 50 100 250 500 1000 2000	–	4	500	–	2000	2000	4	✓		

# Hei-SHAKE Überkopfschüttler

SCHÜTTLER							
ÜBERKOPF	GERÄT		Drehzahl (U/min)	Aufnahmekapazität max. (kg)			
	Reax 2		20 – 100	1			
					BESTÜCKUNG		
							
GERÄT		Drehzahl (U/min)	Aufnahmekapazität max. (kg)	Ersatz-Spannteller für Verschlusskappen	Befestigungssatz (M, S)		
				mm	Höhe in (mm)	Bestellungsempfehlung	Anzahl der Teile, die pro Flasche verwendet werden sollen
Hei-SHAKE Salto Core		1 – 32	30	Ø 77 - 94	290 – 250	Set nicht nötig	-
					248 – 208	M	1
					206 – 166	M	2
					202 – 162	S	1
					160 – 120	M S	1x M 1x S
					119 – 74	S	2
					72 – 32	M S	1x M 2x S

NUR ZUR VERWENDUNG FÜR FORSCHUNGSZWECKE - NICHT FÜR DEN GEBRAUCH IM MEDIZINISCHEN BEREICH ODER IN DER PHARMAZEUTISCHEN HERSTELLUNG!