


# Zertifikat

**Bescheinigung für den  
zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb  
von Laborrührern der Hei-TORQUE Serie**

Die Laborrührer der Hei-TORQUE Serie sind mit Übertemperatur-Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 61010-1:2001 und DIN EN 61010-2-051:2015 ausgestattet und somit für den zeitlich uneingeschränkten Dauerbetrieb geeignet.

Voraussetzung ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nach Betriebsanleitung und die Arbeitsweise nach den allgemeinen anerkannten Regeln der Sicherheitstechnik und Arbeitsmedizin, der Laborrichtlinie, der Unfallverhütungsvorschriften und der Gefahrstoffverordnung.

S c h w a b a c h , i m J a n u a r 2 0 1 9



Stefan Peters  
Leitung Forschung & Entwicklung



Marcell Sarré  
Leitung Qualitätsmanagement / Qualitätssicherung