KERN **OZB-A4635**

Okular: HWF 10x / Ø 20 mm, mit Skala 0,1 mm, Anti-Fungus, High-Eye-Point



Produktinformationen	
GTIN/EAN-Nummer	4045761240629
Warennummer (Zolltarifnummer)	90119000
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

1 DAY

Erstellungsdatum: 22.06.2026

Kategorie	
Marke	Optics
Produktkategorie	Optisches Instrument
Produktgruppe	Mikroskopokular

Bauform	
Anti-Fungus	✓

Okular	
Okular Feldweite	HWF
Blickpunkt	Hoher Augenpunkt
Okular Vergrößerung	10x
Okular Sehfeld	20 mm
Okular Skala	0,1 mm
Okular Durchmesser	30 mm

Umgebungsbedingungen	
Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand	
Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	85×65×45 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg
Volumengewicht	0,1 kg