
Küvette, makro
759005

PRODUKT-INFORMATION



Abmessungen in mm


Füllvolumen min.	2,5 ml
Schichtdicke	10 mm
Material	PS

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG | Otto-Schott-Str. 25 | 97877 Wertheim | Germany |T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

Küvette, halbmikro
759015

PRODUKT-INFORMATION



Abmessungen in mm

Füllvolumen min.	1,5 ml
Schichtdicke	10 mm
Material	PS

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG | Otto-Schott-Str. 25 | 97877 Wertheim | Germany |T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de