IKA

designed for scientists



MIX.PWR.0

/// Datenblatt

Stromversorung für IKA MIXSTER inkl. Stecker (für bis 2 Geräte)
Zum Separieren von IKA MIXSTER SET 2-4 auf unabhängige Inseleinheiten mit 1 bis 2 Geräten. Der geräteseitige Stecker MIX.PWR.1 ist im Lieferumfang enthalten.

IKA

designed for scientists

Technische Daten

Kabellänge [mm]	150
Länge [mm]	70
Breite [mm]	50
Höhe [mm]	38
Gewicht [kg]	0.15
Zulässige Relative Feuchte [%]	90
Spannung [V]	90 - 240
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung max. [W]	24
Geräteaufnahmeleistung Standby [W]	0.1